

陰圧創傷治療システムの項の次に次のように加える。

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|------|------|---------------------------|------------------------|---|---|-----|---|--|--|--|--|
| 1096 | | | 医 04 | 整形用品 | その他58202003 の処置 用機器 | 単回使用陰圧 創傷治療シ ステム | 管理された陰圧を付加し、創の保護、肉芽形成の促進、滲 出液と感染性廃物の除去を図り、創傷治癒を促進させる システムをいう。通常、陰圧維持監視装置、フォーム、フィ ルムドレープ、連結チューブ及び滲出液貯蔵容器から構成 される。本品は単回使用である。 | Ⅲ | 4-① | — | | | | |
|------|--|--|------|------|---------------------------|------------------------|---|---|-----|---|--|--|--|--|

(参考)

| クラス分類告示 別表 | | 特定 保守 告示 別表 | 設置 管理 告示 別表 | 類別 コード | 類別 名称 | 中分 類名 | コード | 一般的名称 | ク ラ ス 分 類 | GHTF ル ー ル | 特 定 保 守 | 設 置 管 理 | 旧一 般 的 名 称 コ ー ド | 旧一 般 的 名 称 | 旧ク ラ ス 分 類 | 旧修 理 種 別 |
|---------------|---|----------------------|----------------------|-----------|----------|----------|-----|-------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | 一般的名称定義 | | | | | | | |

